

## חמצן רפואי גז-GG (גז דחוס)

O<sub>2</sub>, טוהר - 99.5% מינימום

לפי E.P

גז לשאיפה

לחץ מילוי 135-150 בר

מטרת השימוש: גז רפואי-עזרה נשימתית

### מפרט

- תכולת חמצן – מינימום 99.5%
- תכולת פחמן דו חמצני – מקס' 300 PPM
- תכולת פחמן חד חמצני – מקס' 5 PPM
- תכולת מים – מקס' 67 PPM

### הוראות בטיחות כלליות

1. אין להעביר גז מגליל לגליל
2. לשמור הגליל בעמידה ובצל
3. הרחק את הגליל משמן, גריז ולכלוך, ועגן אותו.
4. אין לטפל או לתקן את הברז.
5. לפני חיבור הגליל בדוק את סוג וכיוון ההברגה.
6. אין לסגור את החיבור בכוח מופרז. פתח/סגור את הברז בעדינות.
7. אין לטלטל את הגליל בשעת העבודה.
8. אין לרוקן את הגליל עד הסוף. יש להשאיר בגליל 2-3 בר לחץ שיורי.
9. אסור לזרוק גליל בעת פריקה / העמסה.
10. יש להרחיק מהישג ידם וטווח ראייתם של ילדים

### סיכונים מיוחדים

מס' או"מ: 1072

קוד פעולת חירום: 2S

1. חמצן הינו חומר מעורר בעירה.
2. מגע עם חומר אורגני עלול לגרום להדלקה.
3. קירבה לאש עלולה לגרום להתפוצצות פתאומית של הגליל.

מס' רישום משרד הבריאות 30293

יצרן ובעל הרישום: מדיסקאן מערכות בע"מ, רח' גינוסר 8, תל אביב

עודכן ב 7.2024

