


הוראות שימוש

פראלואנט 150 מ"ג תמיסה להזרקה בעט מוכן לשימוש

החלקים של עט הפראלואנט מתוארים בתמונה זו.



מידע חשוב

- * התרופה מוזרקת מתחת לעור שלך ויכולה להינתן על ירך או להינתן בעזרת מישהו אחר (מטפל).
- * ניתן להשתמש בעט זה רק פעם אחת, לאחר השימוש יש להשליכו.

עשה:

- ✓ שמור את עט הפראלואנט מחוץ להישג ידם ושדה ראייתם של ילדים.
- ✓ קרא בעיון את כל ההוראות לפני השימוש בפראלואנט.
- ✓ נהג לפי ההוראות בכל פעם שאתה משתמש בעט פראלואנט.

אל תעשה:

- ✗ אל תיגע במכסה הבטיחות הצהוב.
- ✗ אל תשתמש בעט אם הוא נפל או נפגע.
- ✗ אל תשתמש בעט אם הפקק הכחול חסר או לא מחובר בצורה בטוחה.
- ✗ אל תעשה שימוש חוזר בעט.
- ✗ אל תנער את העט.
- ✗ אל תקפיא את העט.
- ✗ אל תחשוף את העט לאור שמש ישיר.

שמור על הוראות אלו. אם יש לך שאלה פנה לרופא, לרוקח או לאחות.

שלב א: הכנה להזרקה לפני שתחיל הכן לעצמך:

- * עט הפראלואנט פדי אלכוהול
- * כדור צמר גפן או גזה
- * מכל עמיד לדקירות (ראה שלב ב' 8).


1. הסתכל על התווית על העט

- * ודא שאתה מחזיק את התכשיר הנכון ובמינון הנכון.
- * בדוק את תאריך התפוגה: אם התאריך עבר אל תשתמש בתכשיר.



2. בדוק את החלון

- * ודא שהנוזל צלול, ללא צבע או בצבע צהוב בהיר ונקי מחלקיקים - אם לא, אל תשתמש (ראה איור A).
- * ייתכן ותראה בועת אוויר. זה תקין.
- * אל תשתמש אם הצבע בחלון הינו צהוב חזק (ראה איור B).




3. אפשר לעט להתחמם בטמפרטורת החדר במשך 30 עד 40 דקות.

- * אל תחמם את העט, תן לו להתחמם לבד.
- * אל תחזיר את העט למקרר.

4. הכן את מקום ההזרקה

- * שטוף את הידיים עם מים וסבון ויבש אותן עם מגבת.
- * אתה יכול להזריק ב:


- ירך
- בטן (למעט האזור של 5 ס"מ מסביב לטבור)
- חלק חיצוני של זרוע עליונה (ראה תמונה).
- * אתה יכול להזריק לעצמך בעורך בישיבה או בעמידה.
- * נקה את העור באזור ההזרקה עם פד אלכוהול.
- * אל תזריק בעור רגיש, קשה, אדום או חם.
- * אל תזריק בשום אזור בו יש וריד נראה לעין.
- * הזרק כל פעם בנקודה שונה.
- * אל תזריק פראלואנט באותה נקודה עם תרופות מוזרקות אחרות.



שלב ב: כיצד להזריק

1. לאחר השלמת כל השלבים של "שלב א: הכנה להזרקה", הסר את הפקק הכחול

- * אל תסיר את הפקק הכחול לפני שאתה מוכן להזרקה.
- * אל תחזיר את הפקק הכחול למקומו.



2. החזק את עט הפראלואנט בצורה כזו.


- * אל תיגע במכסה הבטיחות הצהוב.

* ודא שאתה יכול לראות את החלון.



3. הצמד את מכסה הבטיחות הצהוב לעורך בזווית של בערך 90°.

- * לחץ והחזק את העט צמוד לגופך עד שמכסה הבטיחות הצהוב לא נראה יותר. העט לא יעבוד אם מכסה הבטיחות הצהוב לא נלחץ עד הסוף.
- * במידת הצורך, צבוט את העור כדי לוודא כי מקום ההזרקה הוא יציב.




4. לחץ על הכפתור האפור בעזרת האגודל ושחרר מיד.

- * אתה תשמע קליק. ההזרקה שלך החלה עכשיו.
- * החלון יתחיל לשנות צבע לצהוב.



5. המשך להחזיק את העט בניצב לעורך לאחר שחרור הכפתור


- * ההזרקה עשויה להמשך עד 20 שניות.



6. ודא שהחלון שינה את הצבע לצהוב, לפני שאתה מזיז את העט.


- * אל תזיז את העט לפני שהחלון כולו הפך לצהוב.
- * ההזרקה הושלמה כאשר החלון הפך כולו לצהוב, אתה עשוי לשמוע קליק שני.

* אם החלון לא הפך לצהוב כולו, התייעץ עם רופא, רוקח או אחות. אל תזריק לעצמך מנה שנייה מבלי לדבר עם הרופא, הרוקח או האחות.



7. הרחק את העט מעורך.

- * אל תשפשף את העור לאחר ההזרקה
- * אם אתה רואה דם, הצמד כדור צמר גפן או גזה למקום ההזרקה עד שהדימום נפסק.



8. השלך את העט והפקק.

- * אל תחזיר את הפקק הכחול למקומו.
- * השלך את העט ואת הפקק הכחול למכל לאיסוף מחטים ועטים משומשים (עמיד לדקירות) מיד לאחר ההזרקה.
- * שאל את הרופא, הרוקח או האחות כיצד להשליך את המכל.
- * שמור תמיד את המכל מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים.

